



ResMed



AirTouch™ F20

Full face mask

[ResMed.com](https://www.ResMed.com)

Comience a soñar una vez más

Los beneficios del tratamiento contra la apnea del sueño son verdaderamente extraordinarios. Dormir bien de noche le brinda la energía para volver a hacer las cosas de las que disfruta. Pero una de las cosas más motivantes que las personas nos dicen acerca de comenzar la presión positiva y continua en las vías respiratorias (CPAP) es que pueden soñar nuevamente.





Felicitaciones por dar un paso importante para disfrutar de un sueño reparador.


ResMed es la marca número 1 de mascarillas preferida por los pacientes,¹ y nos complace presentar AirTouch™ F20: la mascarilla más suave que jamás se haya diseñado.

Gracias a la almohadilla de memory foam UltraSoft™ de ResMed que brinda una comodidad única y un ajuste personalizado, AirTouch F20 es una mascarilla que estamos seguros de que lo ayudará a descansar por las noches como se merece.

AirTouch™ F20

Full face mask

'Memory foam' UltraSoft de ResMed para un sueño de calidad superior



La almohadilla AirTouch F20 está compuesta de la memory foam UltraSoft para un ajuste y sellado liviano y transpirable. Un repaso simple mantiene limpia la almohadilla y no necesita mantenimiento si la reemplaza regularmente.

Cambiando la cara de la comodidad

La almohadilla de 'memory foam' UltraSoft de AirTouch F20 se adapta a su contorno facial único, lo que crea un sellado que está diseñado para funcionar en una gama de presiones de tratamiento. También se ha comprobado que AirTouch F20 funciona para casi todas las personas que la probaron: se adaptó al 98 % de los pacientes en un estudio reciente.²



Los broches magnéticos
guían el arnés hacia el armazón
de forma rápida y fácil.

El codo de liberación rápida
facilita la desconexión de
los tubos de la mascarilla sin
retirar la mascarilla.



La importancia del reemplazo de piezas

Conozca por qué el reemplazo regular de piezas de la mascarilla es especialmente importante para la almohadilla de 'memory foam' UltraSoft de AirTouch F20.

Cuidado de la almohadilla AirTouch™ F20: Con la almohadilla de 'memory foam' UltraSoft™ de ResMed, usted experimentará una suavidad increíble con el mismo alto rendimiento que la silicona. Pero a diferencia de la silicona, mantener la 'memory foam'



fresca requiere un cuidado totalmente diferente y reemplazo regular. Entonces, piense en su almohadilla de 'memory foam' como si fuera un cepillo de dientes. Reemplácela cuando comience a mostrar desgaste o empezar a degradar.

1 Respuestas combinadas de aquellos que manifestaron su preferencia en una encuesta de pacientes independiente en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y Australia, entre el 10 de abril y el 11 de mayo de 2015. Visite ResMed.com/MaskBrand. **2** Estudio estadounidense interno de ajuste de AirTouch F20 de ResMed, de pacientes actuales con CPAP realizado en abril y agosto de 2016.

Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. AirTouch y UltraSoft son marcas y/o marcas registradas de la familia de compañías de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © 2018 ResMed. 1019467/3 2018-02